



ageLOC® Galvanic Body Spa



Tilfører huden flere ageLOC® ingredienser

SYSTEMOVERSIGT

Nu Skin®'s eksklusive ageLOC- videnskab går efter arSuperMarkers og en yngre udseende hud, samtidig med at hudens synlige aldringstegn mindskes.

PRODUKTOVERSIGT

Optimering af din krop. Nu Skin® har skabt fremtidens kropspleje med ageLOC® Galvanic Body Spa. Den nye ageLOC® Galvanic Body Spa med pulserende teknologi er ergonomisk udviklet til nem håndtering under påføringer. Den har en navnebeskyttet ageLOC®-ledende overflade, som er udviklet til at tilføre huden mere ageLOC®, når den anvendes sammen med ageLOC® Body Shaping Gel. ageLOC® Galvanic Body Spa går efter de grundlæggende kilder til hudens synlige aldringstegn, mens den mindsker fremtoningen af appelsinhud samt udglatter huden for et fastere og mere opstrammet udseende. Den har også selvjusterende strømme, oplyst display og lydindikatorer, hvilket gør det til et aldersbekæmpende kropsplejesystem, der er nemt at anvende derhjemme.

Den nyudviklede, patentanmeldte galvanisk pulserende teknologi er optimeret til at give den maksimale aldersbekæmpende virkning på arme, mave, balder og lår. Huden på kroppen er tykkere og mindre følsom, hvilket gør, at den reagerer bedre på en pulserende galvanisk strøm. Den hjælper også med at stimulere, rense og opfriske huden for at mindske hudens synlige aldringstegn - for et glattere, opstrammet og ungdommeligt udseende.

MÅLGRUPPE

PRIMÆR MÅLGRUPPE:

- Kvinder og mænd, som ønsker opstrammet, tonet og yngre udseende hud.
- Eksisterende brugere af ageLOC® Galvanic Body Spa og Galvanic Spa.

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE:

- Imagebevidste kvinder i alderen 25-65 år, som af og til går i spacenter.
- Kvinder i alle aldre med appelsinhud og/eller synlige aldringstegn på huden.

PRODUKTFORDELE

- Hjælper med at tilføre huden vigtige ingredienser.
- Optimeret pulserende galvanisk strøm hjælper med at stimulere, rense og opfriske huden samt med at mindske hudens synlige ældningstegn.
- Laboratorieforskning viser, at behandlinger med galvanisk strøm kan fremme tilførslen af aldersbekæmpende ingredienser.

VIGTIGE EGENSKABER

- **Tilpasser sig automatisk din hud** – anvender den korrekte mængde strøm for en mere effektiv behandling.
- **Forbedret ergonomi** – den nye form på ageLOC® Galvanic Body Spa er udviklet for bedre at følge kroppens konturer.
- **ageLOC® ledende overflade** – har en større navnebeskyttet ageLOC® ledende overflade, som kan fastholde en 10 gange så stor mængde produkt mellem huden og den ledende overflade og dermed tilføre huden flere vigtige ageLOC® ingredienser.

ANVENDELSE/PÅFØRING

For optimale resultater anvendes ageLOC® Galvanic Body Spa med ageLOC® Body Shaping Gel én gang om dagen, tre dage om ugen på lår, arme, balder og/eller mave. Læs brugermanualen igennem, før du begynder din galvaniske behandling.

KOMPLEMENTÆRPRODUKTER

- **ageLOC® Body Shaping Gel – Body Firming Lotion** – udviklet til at arbejde eksklusivt sammen med Nu Skin® Galvanic Spa instrumenterne for at tilføre huden de aldersbekæmpende fordele fra ageLOC®, udglatte forekomsten af cellulite og hjælpe med at opfriske og rense huden, samtidig med at hudens synlige ældningstegn mindskes.
- **ageLOC® Dermatic Effects – Body Contouring Lotion** – videnskabeligt udviklet til at tilføre huden de aldersbekæmpende fordele fra ageLOC®. Denne fugtende og opstrammende lotion til dagligt brug indeholder ingredienser, der hjælper med at forebygge forekomsten af cellulite udseende hud, samtidig med at huden udglattes.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er unikt ved ageLOC® Galvanic Body Spa?

ageLOC® Galvanic Body Spa er udviklet til brug sammen med ageLOC® Body Shaping Gel på kroppen, ikke i ansigtet. Dette apparat er udviklet til at gå efter større overflader med en patentanmeldt ageLOC®-ledende overflade, der fastholder flere vigtige ingredienser mellem den ledende overflade og huden. Dernæst er designet mere ergonomisk, hvilket gør det lettere at benytte og håndtere apparatet under kropsbehandlinger. For det tredje går ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel efter slutfordelene/resultaterne (dvs. forekomsten af appelsinhud, opstramning, toning etc.) som er forskellige fra dem i ansigtet. Endelig er huden på kroppen tykkere og mindre følsom, hvilket gør, at den reagerer bedre på en pulserende strøm.

Hvad er forskellen mellem en pulserende galvanisk strøm og en konstant galvanisk strøm?

En konstant galvanisk strøm har en stabil tilførsel. Den bølger ikke og varierer ikke i amplitude. En pulserende galvanisk strøm varierer mellem to forskellige, forudbestemte niveauer. Bemærk, at dette er noget helt andet end skiftende strømme (AC). Inden for skiftende strømme svinger polariteten mellem positive og negative poler. En pulserende galvanisk strøm passer bedre til kroppen.

Hvad er fordelene ved at anvende en pulserende galvanisk strøm på kroppen?

Direkte (galvaniske) strømme kan, uanset om de er pulserende eller ej, hjælpe med tilførslen af ens-ladete ingredienser til huden ved at forbedre den osmotiske gennemstrømning. Dette er i stigende omfang vigtigt for at fremme tilførslen af vigtige ingredienser til områder med tykkere hud. Yderligere forskning har vist, at den pulserende strøm fremmer væskevibration. Pulserende galvaniske strømme hjælper med at stimulere huden og øge cellekommunikationen for at hjælpe med at rense og opfriske huden og mindske synlige aldringstegn i huden. Pulserende galvaniske strømme er optimalt udviklet for brug på kroppen, hvor huden kan få gavn af forbedret væskevibration.

Hvad er fordelen ved en rillet ledende overflade?

Den patentanmeldte rillede ageLOC®-ledende overflade fastholder flere vigtige ingredienser på området mellem den ledende overflade og huden (sammenlignet med kropselektroden).

Hvor meget pres skal jeg benytte?

Nu Skins Galvanic Spa bør anvendes blidt og kun med let pres. Der er ingen grund til at presse hårdere for at opnå ekstra fordele. De galvaniske strømme gør arbejdet for dig.

Må ageLOC® Galvanic Body Spa benyttes i ansigtet?

Nej. ageLOC® Galvanic Body Spa er ikke udviklet til brug i ansigtet. Dette apparat er udviklet specifikt til brug på kroppen. Det dækker et større område, følger let kroppens konturer, og når det kombineres med ageLOC® Body Shaping Gel fremkommer slutresultaterne (dvs. mindsket forekomst af appelsinhud, udglattet hud, toning, etc.). Det anvender også en pulserende strøm, som bedre tilpasser sig strukturelle forskelle og specifikke egenskaber i det behandlede område. ageLOC® Galvanic Body Spa bør kun anvendes som foreskrevet.

Er ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects vægttabsprodukter?

Nej, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects er ikke vægttabsprodukter. ageLOC® produkterne til kroppen er udviklet for at mindske og udglatte fremtoningen af appelsinhud, hudens fasthed og derved fremme en ungdommeligt udseende hud.

HELBREDSMEDDELELSE: ageLOC® Galvanic Body Spa må kun anvendes på sund hud. Det må ikke anvendes ved åbne rifter eller sår, betændt hud, ved metalallergi eller på problemhud eller overfølsom hud. Konsulter din læge, før du anvender produktet, hvis du er gravid, har pacemaker eller lignende apparat, er epileptiker, har et metalimplantat eller hvis du er syg.