

ageLOC Boost™ System

Det ultimative system til glansfuld og klar hud

Størrelsen på ageLOC Boost Activating Serum: 40 ml

Giv din hud en skinnende glans. Dette system kombinerer mikrostrømsteknologi med variable impulser i vores ageLOC Boost-apparat med de effektive ingredienser i Activating Serum, hvilket giver dig en klarere og mere glansfuld hud. Og det er simpelthen fantastisk!



MØD AGELOC BOOST

Når din hud ser strålende ud, vil du føle dig bedre tilpas, og det kedelige, trætte udseende er ikke længere dig – du vil ganske enkelt skinne indefra! Men hvem har tid til at pleje huden på den måde? Med ageLOC Boost og Activating Serum kan du nemt finde tid. Kombinationen af dette system får din hud til at se optimal ud, og gør den synligt klarere med mere fylde og spændstighed¹ ved at give din en ungdommelig glød og ensartet teint – alt sammen på blot to minutter om dagen!

¹ Resultaterne er opnået via en ekstern, professionel undersøgelse baseret på en 12-ugers in vivo-, enkeltblindet forbrugerundersøgelse med 32 kvindelige testpersoner i alderen 25 til 40 år, der brugte ageLOC Boost-systemet en gang om dagen i 12 uger.

DERFOR VIL DU ELSKE SYSTEMET

- Fremmer din huds naturlige skønhed og giver dig en klarere hud med mere fylde og spændstighed¹.
- Hjælper med at reducere tegn på for tidlig aldring og forlænger din huds ungdommelige udseende.

- **Glansgivende blanding** (ekstrakt af havpåskelilje (*Pancreatium maritimum*-ekstrakt dyrket via CEA), tetrahexyldecyl-ascorbat og niacinamid) giver mange fordele for en skinnende, glansfuld hud.
- **Ekstrakt af kaviar-limefrugt** (ekstrakt af *Microcitrus australasica*-frugten) fremmer eksfoliering og cellefornyelse, hvilket giver en synligt glattere, mere skinnende, strålende og ungdommelig teint.
- **Fyldegivende blanding** (æbleekstrakt (ekstrakt af *Pyrus malus*-frugten), ekstrakt af linsefrugt (ekstrakt af *Lens esculenta*-frugten), ekstrakt af vandmelon (ekstrakt af *Citrullus lanatus*-frugten) og to typer hyaluronsyre (*natriumhyaluronat* og *natriumacetyleret hyaluronat*) hydrerer og blødgør huden, samtidigt med at den får et fyldigere udseende.
- **ageLOC®-blanding** hjælper med at fokusere på kilderne til synlige tegn på hudaldring, hvilket giver et ungdommeligt, strålende udseende.

VIGTIGSTE EGENSKABER

- Inkluderer mikrostrømsteknologi med variable impulser (patent under behandling).
- Leverer fordele, der varer hele dagen².
- Tilbyder spa-lignende resultater derhjemme.
- Meget nemt og hurtigt at bruge (kun to minutter om dagen).

² Resultater opnået via en ekstern, professionel vurdering baseret på en 6-ugers in vivo forbrugerundersøgelse med 20 kvindelige deltagere i alderen fra 25 til 40 år, som brugte ageLOC Boost Activating Serum sammen med ageLOC Boost-apparatet en gang om dagen i 6 uger.

HVAD ER MIKROSTRØMSTEKNOLOGI MED VARIABLE IMPULSER?

ageLOC Boost sender kortvarige, variable impulser til huden otte gange i sekundet. Impulserne er ladningsafbalancerede, hvilket betyder, at de skifter fra positiv til negativ hver 2,4 sekunder. Hvorfor? Når apparatet bruges sammen med Activating Serum, optimerer og aktiverer mikrostrømmen huden, hvilket giver en mere ungdommelig teint.

AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM

ageLOC Boost Activating Serum er udviklet til brug sammen med apparatet og vil hjælpe dig med at opnå en glansfuld, ungdommelig teint. Det indeholder ingredienser, der gør huden glansfuld, en hydrerende blanding, der giver fylde, ekstrakt af kaviar-limefrugt, der giver blid eksfoliering og vores patentbeskyttede ageLOC-blanding, som hjælper med at håndtere de tidlige tegn på hudens aldring ved kilden. Resultatet? Synligt fyldigere¹ hud med en sundt udseende glød.

VIDSTE DU AT?

Forskellen mellem ageLOC Boost og ageLOC Galvanic Spa

Begge systemer kan bruges af alle (over 16 år), men der er to primære forskelle, der begynder med de fordele, som systemerne tilbyder! ageLOC Galvanic Spa giver fantastiske anti-ageing-fordele til din hud takket være de kosmetiske produkter, der er designet til brug

sammen med apparatet, såsom ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. ageLOC Boost System er den ideelle tilføjelse til hudplejerutinen for alle, der ønsker at bibeholde deres naturligeskønhed eller give deres hud ekstra klarhed, spændstighed og fylde. Systemets Activating Serum giver fordele, der giver klar hud og går efter synlige tegn på for tidlig aldring og hjælper derved med at booste den naturlige skønhed.

Den anden primære forskel er måden, hvorpå de fungerer. ageLOC Galvanic Spa bruger jævnstrøm til at understøtte leveringen af ingredienser til huden, mens ageLOC Boost bruger mikrostrøm med variable impulser til at optimere og aktivere huden, hvilket hjælper med at give en mere ungdommeligt udseende teint.

Miljøkontrollerede landbrug


ageLOC Boost Activating Serum indeholder ekstrakt fra havpåskelilje (*Pancreatum Maritimum*-ekstrakt), en ingrediens der dyrkes via miljøkontrollerede landbrug (Controlled Environment Agriculture, CEA). CEA-ingredienser dyrkes i et lukket miljø, der sikrer sporbarhed og bæredygtighed helt fra frø til færdigt produkt. Grovix er Nu Skin's innovative initiativ til dyrkning og udvinding af ingredienser på denne måde. Hvis du ser et Grovix®-logo på et Nu Skin-produkt, betyder det, at produktet indeholder mindst én ingrediens, der dyrkes via CEA.

ANVENDELSE/PÅFØRING


Brug denne rutine en gang om dagen.

Forberedelse: Brug apparatet efter en Nu Skin Cleanser og toner efter eget valg.

Trin 1: Tænd apparatet ved at swipe opad fra bund til top på touch-overfladen.




Trin 2: Pump tre pumpeslag ageLOC Boost Activating Serum ud på apparatets ledende overflade. Fordeles på den ene halvdel af ansigtet.



Trin 3: Start applicering ved at swipe opad fra bund til top på touch-overfladen. Før jævnt den ledende overflade hen over ansigtet i en opadgående/udadgående bevægelse.



Trin 4: Gentag TRIN 2 & TRIN 3 på den anden halvdel af ansigtet.




Trin 5: Apparatet slukkes automatisk. Massér overskydende Activating Serum ind i huden, og fortsæt med din daglige hudpleje.

KLINISKE STUDIER

Nu Skin bad en ekstern tredjepart om at udføre en klinisk undersøgelse, der evaluerede effektiviteten af ageLOC Boost System (apparat og ageLOC Boost

Activating Serum). Undersøgelsen inkluderede 32 kvindelige deltagere i alderen 25 til 40 år, som alle brugte systemet en gang om dagen i 12 uger.



Ved afslutningen af undersøgelsen blev flere af deres hudgenskaber evalueret via en klinisk vurdering. Udseendet af deltagernes hud viste sig at være 90 % mere spændstigt, 103 % mere fyldigt, 104 % strammere og 75 % klarere end ved undersøgelsens start. Hudens blødhed og glathed var også forbedret med henholdsvis 64 % og 66 %!

Da deltagerne blev bedt om at give deres vurdering, svarede 91 %, at systemet bidrog med et positivt skønheds-boost i deres daglige hudplejerutine. De bemærkede også, at jævnheden af deres hudfarve blev forbedret med 54 % og huden følte 66 % mere hydreret!

KOMPLEMENTÆRPRODUKTER

- **ageLOC LumiSpa System** – Dette system med dobbelt virkning giver en grundig rensning, som gør huden smukkere og giver dig en genopfrisket fornemmelse via en glansfuld og ungdommeligt udseende teint – på blot to minutter.
- **In Balance pH Balance Toner** – Holder din hud afbalanceret ved at hjælpe den med at optimere pH-niveauet og opretholde den naturlige fugtighedsbarriere, hvilket giver en genopfrisket fornemmelse og et strålende udseende.

- **Celltrex Always Right** – Dette lette, hurtigt absorberende serum indeholder en intelligent HydraFlex-blanding, der giver det helt rette fugtniveau, alt efter hvad din hud har brug i løbet af dagen. Hjælper med at beskytte mod dagligdagens stressfaktorer såsom lange nætter, travle dage og byforurening.
- **Thirst Fix** – Leverer hurtig hydrering, som er perfekt til tørstig hud og giver en opfriskende fornemmelse, som du med sikkerhed vil elske.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvornår bør jeg bruge ageLOC Boost?

Du kan bruge ageLOC Boost når som helst. Dog anbefaler vi, at du bruger produktet som en del af din hudplejerutine om morgenen, så du kan opnå en smukt udseende hud, der varer hele dagen².

Er indholdet af havpåskelilje bæredygtigt høstet?

Pancreatium maritimum, der normalt kaldes havpåskelilje, vokser på sandstrande i nærheden af havet i områder med fuld sol. Da det er en beskyttet planteart, dyrker vores producenter kultivarer af planten i drivhuse.

Kan jeg bruge ageLOC Boost i brusebadet?

Du bør ikke bruge ageLOC Boost i brusebadet eller badekarret, da apparatet ikke er vandtæt (det er dog vandafvisende). Du bør derfor bruge systemet efter badet, da Activating Serum er et produkt, som bliver på huden og ikke skal vaskes af.

Kan jeg bruge alle produkter sammen med ageLOC Boost?

Da Activating Serum er specielt udviklet til at give optimal ledning af den unikke mikrostrøm med variable impulser, bør du ikke bruge dit apparat sammen med nogen andre produkter. Brug af det samlede system er den eneste måde, hvorpå du kan sikre, at din hud opnår alle de fordele, som ageLOC Boost kan tilbyde.

Hvorfor skal jeg påføre Activating Serum på apparatets ledende overflade i stedet for direkte på min hud?

Dette hjælper med at sikre, at strømmen ledes effektivt. Hvis du påfører produktet direkte på din hud, kan Activating Serum eventuelt tørre delvist ud på dele af dit ansigt, inden du når at behandle dem med apparatet. Af samme årsag anbefaler vi, at du bruger apparatet på den ene halvdel af dit ansigt ad gangen.

ADVARSEL

For at reducere den helbredsmaessige risiko: Konsultér din læge, inden du bruger dette produkt, hvis du er gravid, har en pacemaker eller lignende anordning, lider af epilepsi, har metalbøjler, har et metalimplantat eller i tilfælde af sygdom. Anvend kun produktet som beskrevet i brugervejledningen til ageLOC Boost.

INGREDIENSER

Aqua, Glycerin, Butylene glycol, Dimethicone, Polyglyceryl-6 Distearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium PCA, Sodium Lactate, Mannitol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Niacinamide, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Jojoba Esters, Lens Esculenta Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Phospholipids, Ethylhexylglycerin, Microcitrus Australasica Fruit Extract, Pancreatium Maritimum Extract, Ergothioneine, Propanediol, Polyglyceryl-6 Polycricinoleate, Polyglyceryl-3 Beeswax, Sodium Acrylates Copolymer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.